

## Distributeur manuel Savon / S.H.A.

Distributeur manuel de produit hydro-alcoolique et de savon, sans contact.  
Pour flacons Airless 1 litre.

### Consommable & Accessoires



### Caractéristiques

- Matériau : Acier inoxydable
- Distribution de savon ou de gel hydroalcoolique par commande manuelle à coude
- Flacons Airless éliminant le risque de contamination du liquide par l'air
- En option: support anti-goutte
- Garantie 2 ans

### Fonctionnement

Utilisable avec des flacons 1L Airless

Facile à fixer au mur (support 2 trous), avec clé de déconnexion du support

Possibilité de montage sur rail MEDICAL PROCESS afin d'éviter les perçages au mur.